


CREATININE ENZYMATIC STABLE LIQUID

Cat No.: 116164, 500 ml (1 x 375 ml + 1 x 125 ml)

Souprava pro enzymatické stanovení koncentrace kreatininu v séru a moči.




- aplikace na vyžádání
- ikterita, hemolýza a chylozita neovlivňuje hodnotu výsledku
- jedná se o referenční metodu
- výborná stabilita reagensů
- test je lineární do 1770 $\mu\text{mol/l}$ (200 mg/l).

GLUCOSE HK STABLE LIQUID

Cat No.: 317363, 125 ml (1 x 100 ml + 1 x 25 ml)

Cat No.: 317364, 600 ml (1 x 480 ml + 1 x 120 ml)

Souprava pro enzymatické UV stanovení koncentrace glukózy v séru, likvoru a moči.



HK = Hexokinase

G-6-P = Glucose-6-phosphate

G-6-PDH = Glucose-6-phosphate dehydrogenase

- aplikace na vyžádání
- test je lineární do 33.33 mmol/l (6.0 g/l).

Dodáváme diagnostické soupravy firem: